

Программа проведения практического тренинга по использованию комплекса Медискрин

Перед началом практического тренинга Слушатель обязан самостоятельно проработать материалы, передаваемые на флешке вместе с комплексом Медискрин:

1. Руководство_пользователя.09_02_2014.pdf
2. Работа_МДС04.pdf
3. Алгоритм интерпретации карт Медискрина кратко_2.pdf
4. ПАМЯТКА.pdf
5. Инструкция для Чайников МДС-04.pdf
6. Для пользователь русскоязычного Медискрин.pdf
7. Изменение пути базы.pdf

Все вопросы, появившиеся после самостоятельного изучения перечисленных выше материалов, слушатель имеет возможность выяснить на 10 этапе тренинга.

№ п/п	Наименование темы	Подпись	
		Тренер	Слушатель
1	Установка программы. Запуск программы		
2	Основные возможности программы		
3	Настройки программы, меню "Файл" Отчет; Сенсор; Диагностика; Выбор систем; Измерение; Карта; У-Син;		
4	Подключение сенсора к ПК, особенности беспроводного подключения. Проверка подключения. Возможные проблемы и способы их исправления.		
5	Администрирование. Ввод врача. Ввод пациента. Создание групп пациентов		
6	Особенности подключения Баз данных. Смена баз данных, смена пути к базе данных. Особенности.		
7	Подключение сенсора к ПК, особенности беспроводного подключения. Проверка подключения. Возможные проблемы и способы их исправления.		
8	Проведение измерений. Поиск точек на руках и ногах. Поиск точек на спине (для пользователей Вертебро).		
9	Самостоятельные измерения слушателем		
10	Ответы на вопросы слушателя		
11	Контроль усвоения материала. Зачет		